

【产品简介】

25mM dNTPs Mix (NTP-125-1mL)，是一种含有等摩尔的超纯 dATP、dCTP、dGTP 和 dTTP 的水溶液，每种溶液的浓度均为 25mM，pH 7.5。dNTPs Mix 专为涉及 DNA 合成或标记的许多不同分子生物学应用而设计，例如 PCR、实时 PCR、DNA 测序、逆转录、引物延伸等。dNTPs Mix 不含脱氧核糖核酸外切酶和脱氧核糖核酸内切酶以及核糖核酸酶活性。dNTP Mix 的提供减少了移液步骤数量和反应设置错误风险的可能性。

【产品组成】

25mM dNTPs Mix (NTP-125-1mL) 如下：

货号	品名	规格	数量
NTP-125-1mL	25mM dNTPs Mix	1ml/管	1 管

【产品特征】

1. PCR 扩增和 cDNA 合成的理想选择。
2. 预混溶液，方便使用。
3. 不含核酸酶和核糖核酸酶。

【产品应用】

1. DNA 片段的 PCR 扩增。
2. 引物合成。
3. DNA 测序。
4. 逆转录。
5. 一步法 RT-PCR。

【储存条件】

于-20℃条件下保存 24 个月。

【联系信息】



天罗诊断科技江苏有限公司

TOROIVD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED.

总部地址：上海宝山区江杨南路 880 号新杨湾科创园 C1 栋

生产地址：江苏如东珠江路 888 号生命健康产业园 20 号楼

邮箱：market@toroivd.com

网址：www.toroivd.cn